

HJERTEBRETT

Art.nr. I45520

MerryBack hjerte- og fotbrett er laget i epoxylakkert metall. Manuelt justerbart mellom 0-70 grader i ni trinn. Den lave høyden gjør at det ikke er noe ubehagelig mellomrom mellom ryggstøtten og sengebunnen. Kan brukes både som ryggstøtte eller fotstøtte i sengen.

Bredde = 780mm - Lengde = 700mm



Lengde	700 mm
Justering av ryggdel	0 - 70 °
Justering av bendel	0 - 70 °
Is Lojer Product	I
Product Code	Hjertebrett

