

LØFTER I-U02237

Løfter med elektrisk høyderegulering

- Materiale: rustfritt stål
- Baseplate: stål, lakkert, hvitt
- Holder: rustfritt stål, 3 kroker – 10 kg/krok
- Rør i midten: d= 38 mm
- Intervall regulering: 1.500-2.650 mm
- Hjul: 75 mm stålhjul - fotlås
- Maksimal vektkapasitet: 30 kg
- Total vekt: 36,5 kg
- Reguleringshastighet: ca. 28 sek. (4 mm/s)
- Sikkerhetsklasse: II
- Sikkerhetsgruppe: IP20



Is Løjer Product

I

Product Code

I-U02237

