

TRANSPORTRULLESTOL

- 125 mm svingbare hjul/200 mm bremsehjul
 - Maks. brukervekt 190 kg
 - Sømløs og formet polster på sete og rygg
 - Brems på bakre hjul
 - Antiskli på fothviler
 - Justerbare armlener
 - Dimensjoner: 685 x 710 x 1040 mm
 - Sete 540 x 420 mm med høyde 530 mm
 - Rygg 480 x 610 mm
 - CE-merket
- Kan fås i 8 forskjellige farger (polster)



Product Code

GT110
