

KIRURGISTOL MED HØYDEREGULERING

VELA Jive 100EF

Behandlerstol til kirurgi som reduserer belastningen for armer og skuldre under lange operasjoner. Multijusterbare armlener med lås for bl.a. mikro-kirurgi. Dette gir optimal støtte og sikkerhet. Ergonomisk tilpasset behandler. Steril fotbetjening med elektrisk høyderegulering. Oppfellbar fotstøtter som gir god plass til føtter på grunn av asymmetrisk understell. Stolen er meget enkel og rengjøre med få smussfeller, da den kan leveres med antibakterielle hjul og polster som tåler sprit og desinfeksjonsmidler. Mange fargevalg.



Teknisk informasjon:

- Sete 44x44 cm
- Rygg 37x30 cm
- Lakkert understell 50x53 cm
- Hjul: 5x75 mm doble myke hjul
- Armlener: polstret m/ dybde- og kuleleddinnstilling
- Sittehøyde: 47–77 cm
- Batterimåler
- Fotplate med elektrisk høyderegulering i front av fotplaten
- Spak for setevinkling
- Spak for ryggregulering frem/tilbake
- Spak for ryggstøtte opp/ned
- Max belastning: 125 kg

Is Lojer Product

I

Product Code

87022
