

# BABYKRYBBE 38 I

38 I barnekrybbevogn er konstruert for ergonomisk pleie av de nyfødte. Barnekrybben er enkel å flytte rundt og plassere tett inntil foreldrene eller pleierne. For økt sikkerhet har krybben trendelenburgleie, store hjul med bremses og lagring under.

Barnekrybbevognen er enkel å håndtere og rengjøre. For sikker oppbevaring kan både krybbene og vognene stables. Krybbens ramme er forkrommet, madrassbasen er perforert, og krybben er fremstilt av gjennomsiktig akryl.



<b>Tittel</b>	Babykrybbe 381
<b>Lengde</b>	870 mm
<b>Høyde</b>	980 mm
<b>Trendelenburg</b>	-12 °
<b>Anti-Trendelenburg</b>	+12 °
<b>Størrelse på hjul</b>	100
<b>Madrassbase (bredde)</b>	392 mm
<b>Vekt</b>	11 kg
<b>Product Code</b>	100000380