

GRINDSENG 505.56

- Seng laget i stål og epoksy-lakkert.
 - Justerbare sidegrinder i 3 forskjellige høyder
 - Manuell justering av sjokkleie/anti-sjokkleie
 - 4 hjul med lås på 3 hjul, samt et hjul med retningssperre
 - Avviserhjul i hvert hjørne
 - Hjul Ø100 mm
 - Madrass må kjøpes i tillegg
- Grindseng 505.56 har svingbare hjul hvorav to med brems, sidegrinder som kan reguleres i tre ulike høyder og en justerbar madrassbase (0-15°). Sengen er i epoxy-lakkert stål og er CE merket.

Sengen kan fåes i forskjellige farger.



Product Code

505.56
