

STÅSENG

Stå seng til sykehusbruk

Stå seng utviklet spesielt til bruk på sykehus. Sengen er enkel å desinfisere og holde ren, noe som fører til mindre smittefare enn ved bruk av treverk. Avtagbar hodegavl. Leveres i forskjellige farger.

Stå senger gir blant annet følgende fordeler for bruker:

- Bedre blodsirkulasjon
- Enklere respirasjon
- Forebygger liggesår
- Persepsjons trening

Alle stå sengene fra Merivaara er sikre, enkle og komfortable i bruk, for pleier og bruker. Sengen kan enkelt reguleres trinnløst i forskjellige vinkler, fra horisontal helt opp til 85°. Sengene har i tillegg til ståfunksjon også elektrisk rygg, høyde, og beinjustering. Mulighet for kneknekk i sengen sikrer en god liggestilling ved lengre bruk for noen brukere. Alle sengene er produsert etter norske standarder og er CE-godkjent.



Egenskaper:

- Ramme i stål, 90 x 200 cm
- 4-delt sengebunn
- Reguleres elektrisk via håndkontroll, høyde, rygg, ben/kne og stå funksjon
- Hode-/fot ende samt sengeramme i trykklaminat
- Sidegrinder i metall
- Justerbar madrassholder for 85/90 x 200 cm madrass
- Madrassbase i metallnett
- Høydejustering fra 45-85 cm

- Tilt grad fra 0-85 grader
- 4 hjul med egne bremses/lås
- SWL 210 kg
- Pasientvekt opptil 160 kg
- 3 belter i skinn
- Kan leveres i 100 cm bredde, samt 190, 210, 220 cm lengde

Is Lojer Product

I

Product Code

Ståseug
