

MAYO HYDRAULISK

Hydraulisk assistansebord

Høyde reguleres via pumpepedal 950–1335 mm

Låsbar i alle posisjoner

Forskjellige brettstørrelser

3 stk. 75 mm hjul, 2 med bremses

Art.nr. I30021 – Brettstørrelse 600 mm x 400 mm

Art.nr. I30024 – Brettstørrelse 700 mm x 500 mm

Art.nr. I30027 – Brettstørrelse 850 mm x 600 mm



Lengde min-max	600 - 850 mm
Høydejustering	950 - 1335 mm
Størrelse på hjul	75
Is Lojer Product	0
Product Code	I30021, I30024, I30027

