

BENSTØTTE 60482, ELEKTRISK

Elektriske benstøtter passer til Promerix operasjonsbord, erstatter en benseksjon.

Benstøtter sikrer ypperlig pasientkomfort og presis kirurgisk posisjonering. VEF-puten reduserer knehasetrykk. Borrelåstropper for sikkerhet. Inkl. integrerte klemmer. Justeringsområder: Støttearm (vertikal) -95 - +70 grader, støtter (horisontal og vertikal) 360 grader.



Lengde	600 mm
Høyde	345 mm
Maks. pasientvekt	275 kg
Vekt	3,0 kg
Product Code	100060482