

FEMORAL NØYTRALISERINGS-STØTTE 19112

Femoral nøytraliseringsstøtte 19112 for ortopedisk strekkutstyr 19300.

Røntgengjennomlysbar bekkenbunnstøtte i karbonfiber.

Inkl. puter, bekkenbunnstøtter.

Høydejusterbar mellom 250 og 335 mm

Vekt: 3,1 kg



| | |
|---------------------------------|-----------|
| Lengde | 270 mm |
| Høyde | 800 mm |
| Maks. pasientvekt | 225 kg |
| Tillatt arbeidsbelastning (SWL) | 58 kg |
| Vekt | 3,1 kg |
| Product Code | 100019112 |