

KNESTØTTE 19124

Knestøtte i karbonfiber for ortopedisk strekkutstyr I9300.
Polstret og høydejusterbar støtte, stang og klemme, festes til forlengsesskinnen. Roterer 360 grader.



| | |
|---------------------------------|-----------|
| Lengde | 330 mm |
| Høyde | 450 mm |
| Maks. pasientvekt | 225 kg |
| Tillatt arbeidsbelastning (SWL) | 44 kg |
| Vekt | 3,4 kg |
| Product Code | 100019124 |