

# ORTOPEDISK STREKKUTSTYR I 9300

Passer til behandling av alle brudd i underekstremitetene.  
For Promerix og Practico er adapter inkludert, For Promerix trengs  
gyn. seksjon 60425 eller 60440.

Justeringer: Strekkutstyr: høyde 700–1160 mm, total lengde  
1857 mm. Forlengsesskinnen roterer 270 grader. Vinkel på  
bekkenpute: +/-20 grader og +/-40 grader.

Bekkenbunnputen roterer 360 grader. Trekkutstyr: høyde 100–  
350 mm, lengde 165–360 mm.



Lengde	820 mm
Høyde	1857 mm
Høydejustering	700 - 1160 mm
Tillatt arbeidsbelastning (SWL)	225 kg
Vekt	37,9 kg
Product Code	100019300