


SIDESTØTTE I 10652

Sidestøtte I 1652 med rektangulær pute.

Sørger for sikker og bekvem posisjonering for hoften og inngrep som krever optimal sidestabilitet. Durasoft-putene sikrer myk demping for utstikkende ben. Dreiehodene tilpasser seg anatomiske konturer, kan låses godt for presis posisjonering.

Roterer 360 grader. Pute 220 x 90 mm.

Inkluderer monteringsklemmer I 1043.



Lengde	350 mm
Høyde	340 mm
Høydejustering	170 - 285 mm
Maks. pasientvekt	181 kg
Vekt	1,7 kg
Product Code	100011652