


STØTTERULL, HORIZONTAL 10369

Komfortabel støtterull for kne operasjoner.

- Total lengde 454 mm, vertikalt justerbar 350 mm
- Horisontalt justerbar 175 mm
- Roterer horisontalt 360 grader
- Putestørrelse: lengde 300 mm, diam. 133 mm

Produktkode:

I 10369 Støtterull, horisontal 10369 inkludert klemme 10301



Maks. pasientvekt	250 kg
Tillatt arbeidsbelastning (SWL)	40 kg
Vekt	3 kg
Product Code	I 10369, I00010369