

PENTALED 28

Pentaled 28 er en undersøkelseslampe med høyere ytelse og bedre funksjonalitet som også er egnet for mindre kirurgiske prosedyrer. Pentaled 28 er for de som trenger eksepsjonell teknisk ytelse og stor allsidighet innen bruk.

Med en lysintensitet på 120.000 lux er eksamenslampen spesielt egnet for lette operasjoner, gynekologi og beredskapsrommet. Pentaled 28 er tilgjengelig som tak, vegg og gulvmodell og har manuell fokus på lyset.

Produktkoder:

PENTALED 28 - Pentaled 28 Tak modell

PENTALED 28PA - Pentaled 28 Vegg modell

PENTALED28PI - Pentaled 28 Gulvmodell

PENTALED28X2 - Pentaled 28 X2 Tak modell, dobbelt lys





Pentaled 28 har mange gode funksjoner og funksjoner:

- LED-lys med lang levetid (50.000 timer) og lavt strømforbruk
- Hvitt og kaldt lys for god fargegjengivelse
- Enkel å betjene fra alle stillinger
- Steriliserbart håndtak
- Lysintensitetsjustering
- Justering av fargetemperaturen til lyset
- Manuell fokusering
- Vedlikehold

Frekvens	50/60 Hz
Lysstyrke EC ved 1 m avstand	120000 lx
Lysdybde ved 20 %	155 mm
Lysdybde ved 60 %	88 mm
Fargetemperatur	4500-5000 K
Lysfelt	110-330 mm
Lysfelt diameter, verdi d10	300 mm
Lysfelt diameter, verdi d50	110 mm
Fargegjengivelsesindeks (Ra)	94
Fargegjengivelsesindeks for rød (R9)	≥ 90
Totalt utstrålt energi der lysstyrke når maks. nivå	231 W/m ²
Antall lysdioder	28
Gjennomsnittlig levetid for lysdiode	> 60 000 h
Størrelse på (lampehode/lysfelt)	400 mm
Product Code	PENTALED 28, PENTALED 28PA, PENTALED28PI, PENTALED28X2