

ПОЛНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Операционный светильник Q-Flow™ Mobile

Превосходный операционный
светильник Q-Flow™ теперь имеет
еще больше возможностей.

Превосходное освещение именно там, где вам необходимо.

Превосходное освещение именно там, где вам необходимо.

Q-Flow™ Mobile – передовой мобильный светильник, доступный для любой операционной бригады. Его уникальные инновационные возможности теперь доступны именно в нужное время и в нужном месте.

Q-Flow™ Mobile – отлично продуманный и высоко маневренный светильник для любой операционной. Встроенная батарея и функциональный дизайн обеспечивают его исключительную универсальность.

Светильник Q-Flow™ Mobile обладает отличными характеристиками освещения с высокой глубиной, а простой в использовании интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет контролировать абсолютно все функции.


Характеристики Q-Flow™ Mobile:

- Совместимость со всеми лампами LCH Q-Flow™.
- Простое управление перемещением.
- Устойчивая конструкция.
- Низкое основание обтекаемой формы с защитой от влаги.
- Время автономной работы от внутренней батареи – до 3 часов.

Интуитивное стерильное управление светильником (Intueri™)



Конструкция с учётом оптимизированного воздушного потока - Q-Flow™




Система динамической компенсации препятствий (DOC™)

Контролируемая система динамической компенсации препятствий Merivaara (DOC™) в i-моделях обеспечивает идеальный свет в любых условиях, даже в случае зон затемнения в световом поле. Интенсивность остальных лучей будет выше, а освещение в рабочей области компенсироваться, чтобы поддерживать идеальную освещенность на участке проведения операции.



Размеры





ПОЛНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Награда Red Dot Design Award

Светильник Q-Flow™ завоевал престижную международную премию в области дизайна Red Dot, а в 2017 году был также удостоен премии Fennia Prize, которая является самой высоко ценимой в Финляндии.



FENNIAPRIZE 17

GRAND PRIX



Корпорация «Мериваара».
Пуустеллини 2,
FI-15150 Лахти, ФИНЛЯНДИЯ
Телефон +358 3 3394 611
факс +358 3 3394 6144
merivaara@merivaara.com

www.merivaara.ru



Информация, технические характеристики и иллюстрации в данной публикации отражают состояние на момент публикации. Несмотря на то, что при ее составлении уделялось большое внимание точности представленной информации, корпорация «Мериваара» не несет ответственности за какие-либо ошибки или опечатки. Корпорация «Мериваара» оставляет за собой право вносить изменения в технологии, функциональные возможности, технические характеристики и конструкцию оборудования и моделей без предварительного уведомления. Последние обновленные технические характеристики и другую информацию можно найти на сайте корпорации «Мериваара».

Все торговые марки являются собственностью корпорации «Мериваара», если не указано иное. Все патенты получены или находятся в процессе оформления.

© корпорация «Мериваара». Идентификационный номер документа: 6124RU-1. Дата 01/2018